

# 产品说明书

## Eden F600bS 流加培养基

**产品型号：F600bS**

### 产品描述

Eden F600bS 流加培养基是上海倍谥基生物科技有限公司自主开发、研制和生产的化学成分明确的无血清、无动物源的基础培养基。该培养基适用于 CHO 细胞流加培养、超高密度流加培养和灌注培养工艺下产物的高效表达。

### 产品配方

Eden F600bS 流加培养基配方知识产权为上海倍谥基生物科技有限公司所有。

### 产品成分声明

该培养基包含碳水化合物、氨基酸、维生素、金属离子等营养组分。

本品不含水解物、细胞因子、谷氨酰胺、抗生素、HEPES、酚红和核苷类物质。

本品不含动物来源的原材料。

### 产品保存

- 保存于 2-8°C 的避光环境中。
- 本产品极易吸潮，开封后应立即使用，如需继续保存，应采用热封、密封夹等手段严格密封开启处，以防产品受潮失效。
- 当本产品保存时间超过保质期，建议弃用。

### Eden F600bS 流加培养基配制说明（定容配制）

根据表 1 所示配方进行 Eden F600bS 流加培养基的配制。

组分	浓度
Eden F600bS 流加培养基干粉	74.00 g/L

表 1. Eden F600bS 流加培养基配制表

上海倍谥基生物科技有限公司

上海市浦东新区蔡伦路 720 弄 1 号楼 5 楼 Tel: 021-68582660

[www.bio-engine.com.cn](http://www.bio-engine.com.cn)

(1) 按最终培养基**配制体积的 80%**取适量的水至培养基配制容器。配液用水应使用纯化水、注射用水及以上标准的水，配制过程水温应控制在 20-30℃。开启培养基配制容器的混合系统，充分搅拌，搅拌时须避免气泡的产生。

(2) 按 74.00 g/L 的比例准确称取相应量的 Eden F600bS 流加培养基干粉，按 26.50 g/L 比例称取适量的氢氧化钠颗粒，加入 (1) 的配制容器中，充分搅拌 23-27 min。

(3) **使用配液用水定容至 100%配液体积**，搅拌 8-12 min。

(4) 建议使用脉冲泵或压缩空气 (3-15 psi) 经 0.22 μm 孔径的无菌滤膜对 Eden F600bS 培养基溶液进行无菌过滤。

(5) 配制完毕的培养基液体应存放于 2-8℃ 的避光环境中。

(6) 产品参考参数

指标	参考标准
渗透压	900-1300 mOsm/Kg
产品浊度	<4.00NTU

注：

(1) 上述“g/L”单位均为体积浓度（溶质质量/溶液体积）。

(2) 以上配液参数（如搅拌时间等）供研发小规模配液参考。大规模生产配液时，请根据配制容器的搅拌能力设置适当的配液参数。

### Eden F600bS 流加培养基配制说明（定量配制）

根据表 2 所示配方进行 Eden F600bS 流加培养基的配制。

组分	浓度
Eden F600bS 流加培养基干粉	71.84 g/kg

表 2. Eden F600bS 流加培养基配制表

(1) 按最终培养基**配制质量 80%称取相应质量**的水至培养基配制容器。配液用水应使用纯化水、注射用水及以上标准的水，配制过程水温应控制在 20-30℃。开启培养基配制容器的混合系统，充分搅拌，搅拌时须避免气泡的产生。

(2) 按 71.84g/kg 的比例准确称取相应量的 Eden F600bS 流加培养基干粉，按 25.70 g/kg 比例称取适量的氢氧化钠颗粒，加入 (1) 的配制容器中，充分搅拌 23-27 min。

(3) **使用配液用水定重至 100%配液质量**，搅拌 8-12 min。

(4) 建议使用脉冲泵或压缩空气 (3-15 psi) 经 0.22  $\mu\text{m}$  孔径的无菌滤膜对 Eden F600bS 流加培养基溶液进行无菌过滤。

(5) 配制完毕的培养基液体应存放于 2~8 $^{\circ}\text{C}$  的避光环境中。

(6) 产品参考参数

指标	参考标准
渗透压	900-1300 mOsm/Kg
产品浊度	<4.00NTU

**注：**

(1) 上述 “g/kg”单位均为质量浓度（溶质质量/溶液质量）。

(2) 以上配液参数（如搅拌时间等）供研发小规模配液参考。大规模生产配液时，请根据配制容器的搅拌能力设置适当的配液参数。

**友情提示**

(1) 若细胞株为细胞因子、水解物、谷氨酰胺或核苷类物质（次黄嘌呤和胸腺嘧啶）依赖型，建议在 Eden 系列培养基中添加合适浓度的上述物质。

(2) Eden F600bS 流加培养基针对 CHO 细胞高效表达抗体过程进行设计开发，适用于抗体生产过程。若使用 Eden F600bS 流加培养基进行传代过程中出现抑制细胞生长的情况，建议使用原传代培养基传代，在实施流加培养工艺时直接替换为 Eden F600bS 流加培养基。