

## *DrivingM<sup>®</sup> Lymphocyte Media*

# 产品介绍

### **HIPP<sup>™</sup>-T009 淋巴细胞无血清培养基**

#### **产品特点**

- 完全无血清培养体系。
- 含酚红，不含抗生素。
- 仅含重组人胰岛素、转铁蛋白和药用级人血白蛋白，不含细胞因子。
- 在整个培养过程中无需添加血清、血浆或血清替代物。
- 适合多种类型细胞培养：适合 T 细胞、NK 细胞、CAR-T、CIK、CAR-NK、造血干细胞（CD34+）和多种细胞系（NK-92、NK-92MI、K562 和 Jurkat 等）。
- 支持细胞的高密度培养和高效扩增。
- 在静态培养条件下最高细胞密度可达到  $5 \times 10^6$  cells/ml
- 在符合欧盟认证 ISO13485:2016 质量管理体系下生产，符合无菌、无支原体和低内毒素的要求。

#### **数据展示**

##### CIK 细胞




图 1 培养 14 天的 CIK 细胞扩增结果




图 2 培养 14 天的 CIK 细胞表型流式结果

NK 细胞




图 3 培养 14 天的 NK 细胞扩增结果




图 4 培养 14 天的 NK 细胞表型流式结果

### 产品信息

货号	特点	规格
RG0101301	HIPP-T009 完全无血清培养基，适合 T 细胞、NK 细胞、CAR-T、CIK、CAR-NK、造血干细胞	500 ml
RG0101302	(CD34+) 和多种细胞系 (NK-92、NK-92MI、K562 和 Jurkat 等) 的完全无血清培养	1000ml