

产品说明书

DMEM 高糖液体培养基，丙酮酸钠

产品型号：DMEM, High Glucose

产品描述

DMEM 高糖液体培养基，丙酮酸钠包含碳水化合物、氨基酸、维生素、无机盐等营养物质，是经典的基础培养基。适用于多种动物细胞培养，包括原代成纤维细胞、神经元细胞、神经胶质细胞、平滑肌细胞、HUVECs、Hela、293、Cos-7、PC-12 细胞等。本公司通过 ISO13485 质量管理体系认证，产品质量稳定可靠。

产品配方

完整配方可在本公司网站下载产品介绍。

产品成分声明

该培养基包含碳水化合物、氨基酸、维生素、金属离子等营养组分。

本品不含水解物、细胞因子、抗生素、HEPES 和核苷类物质。

本品不含动物来源的原材料。

产品保存

- 本产品保存于 2-8 °C 避光环境中。
- 本产品开封后应立即使用，开封后建议 1 个月内使用。
- 当本产品保存时间超过保质期，建议弃用。

产品声明

- 可依据本产品的化学品安全技术说明书（MSDS）处置意外情况。
- 本产品仅供研究使用。