

# 产品说明书

## IMDM 液体培养基

**产品型号：IMDM**

### 产品描述

IMDM 液体培养基包含硒以及其他氨基酸和维生素，用硝酸钾代替硝酸铁。适用于快速增殖的高密度细胞培养物，包括 Jurkat、COS-7 和巨噬细胞等。本公司通过 ISO13485 质量管理体系认证，产品质量稳定可靠。

### 产品配方

完整配方可在本公司网站下载产品介绍。

### 产品成分声明

该培养基包含碳水化合物、氨基酸、维生素、金属离子等营养组分。

本品不含水解物、细胞因子、抗生素和核苷类物质。

本品不含动物来源的原材料。

### 产品保存

- 本产品保存于 2-8 °C 避光环境中。
- 本产品开封后应立即使用，开封后建议 1 个月内使用。
- 当本产品保存时间超过保质期，建议弃用。

### 产品声明

- 可依据本产品的化学品安全技术说明书（MSDS）处置意外情况。
- 本产品仅供研究使用。