

产品说明书

M199 液体培养基

产品型号：M199

产品描述

M199 液体培养基包含碳水化合物、氨基酸、维生素、无机盐等营养物质，是经典的基础培养基。适用于非转化细胞的培养，也常用于病毒学、疫苗生产，以及大鼠胰腺上皮细胞和小鼠晶状体组织培养。本公司通过 ISO13485 质量管理体系认证，产品质量稳定可靠。

产品配方

完整配方可在本公司网站下载产品介绍。

产品成分声明

该培养基包含碳水化合物、氨基酸、维生素、金属离子等营养组分。

本品不含水解物、细胞因子、抗生素、HEPES 和核苷类物质。

本品不含动物来源的原材料。

产品保存

- 本产品保存于 2-8 °C 避光环境中。
- 本产品开封后应立即使用，开封后建议 1 个月内使用。
- 当本产品保存时间超过保质期，建议弃用。

产品声明

- 可依据本产品的化学品安全技术说明书（MSDS）处置意外情况。
- 本产品仅供研究使用。